



Frottis « général » E-Swab « bouchon rose » 2 ml

Convient pour :

- **Examen direct** (Gram, Score de Nugent)
- **Antigène** Strepto A
- **Culture** aérobie/anaérobie (y compris levure, *Mycoplasma hominis* et *Ureaplasma urealyticum*)
- **PCR** (*Chlamydia trachomatis*/gonocoque, *Trichomonas vaginalis*, *Mycoplasma genitalium*, Herpès simplex virus ...)



Frottis « fin » E-Swab « bouchon orange »

Convient pour :


- Frottis naso-pharyngé
- Frottis Ophtalmo, ORL, urétral
- **Examen direct** (gram)
- **Antigènes** (virus respiratoires)
- **Culture** aérobie/anaérobie (y compris levure)
- **PCR** (bactéries/virus)



Frottis fin « pédiatrique » E-Swab « bouchon bleu »

Convient pour :

- Frottis naso-pharyngé
- **Antigènes** (virus respiratoires)
- **PCR** (bactéries/virus respiratoires)



Frottis Vacuette

Convient pour :

- Frottis naso-pharyngé
- **PCR** (virus respiratoires : SARSCoV2 – Influenza – RSV)



Frottis « MRSA »

Kit de prélèvement pour le **dépistage MRSA** nez, gorge et plis



Frottis « LIM »

Uniquement destiné au :

- **Dépistage** vaginal/rectal du **Strepto B**



Frottis Copan avec milieu gélosé

Destiné au :

- **Biopsie Helicobacter Pylori**